



## FAJINADO DE COPAS

DESINFECTANTE PARA EL FAJINADO CON ABRILLANTADOR

### APLICACIÓN Y FORMA DE USO

Desinfectante para el fajinado de copas y utensillos con abrillantador y bactericida, de evaporación instantánea.

- Verter el producto en un pulverizador, rociar sobre los elementos a fajinar y luego secar con un paño limpio y libre de desprendimiento de pelusa. Ideal para ambientes y condiciones donde no se dispone de lavabos o piletas. Maxima eficacia en la eliminación de gérmenes. Práctico y simple. Fácil acceso y técnica. Económico y conveniente.

### PRESENTACION

- Bidón de 5 lts.
- Caja de 4 unidades.
- Pallet de 50 cajas.
- Tambor de 200 litros.

### DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: liquido
- Color: incoloro
- Olor: característico
- pH: 7

### PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.

### NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal cualificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.